

Lady-Comp im Vergleich



Verwendungszweck	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Zyklusbeobachtung	✓	✓	
Familienplanung	✓		✓

Eigenschaften	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Menstruation	✓	✓	✓
Messen und Fruchtbarkeitsanzeigen	✓	✓	✓
Messwert und Zyklustag	✓	✓	✓
Fruchtbarkeitsanzeigen	✓	✓	✓
Anzeige des Eisprungs	✓	✓	✓
Fruchtbarkeitsanzeige zurückliegend	360 Tage	180 Tage	360 Tage
Fruchtbarkeitsanzeige vorausschauend	6 Tage	6 Tage	6 Tage
Wecker	✓	✓	✓
Intuitives User Interface	✓		
Optimierte Tastenreaktion	✓		
Quick Start Guide	✓		
Klares Design	✓		
Wiederverwendbare Box	✓		

Zykluskalender	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Fruchtbarkeitsverlauf der vergangenen Monate	✓	✓	✓
Menstruationsprognose	6 Monate	6 Monate	6 Monate

Zyklusstatistik und Planungsstatistik	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Zykluslänge im Durchschnitt	✓	✓	✓
Temperaturanstieg nach dem Eisprung im Durchschnitt	✓	✓	✓
Schwankungsbreite des Eisprungs in Tagen	✓	✓	✓
Hochlagenlänge im Durchschnitt	✓	✓	✓
Anzahl der Monophasen-Zyklen	✓	✓	✓
Anzahl der Zyklen mit CLI (Gelbkörperunterfunktion)	✓		✓
Planungstreffer	✓		✓

Schwangerschaftsplanung	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Geschlechtsverkehr-Eingabe	✓	✓	✓
Mögliche Schwangerschaft nach	15 Tagen	15 Tagen	15 Tagen
Wahrscheinliche Schwangerschaft nach	18 Tagen	18 Tagen	18 Tagen
Konzeptionsdatum und Geburtstermin	✓		✓
Schwangerschaftswoche	✓		✓

Einstellungen	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Body Mass Index	✓	✓	✓
Geräte-Einstellung °C oder °F	✓	✓	✓
Geburtsdatum	✓		✓
Helligkeit	✓	✓	✓
Lautstärke	✓	✓	✓
Testmessung	✓	✓	✓
Demo-Modus	✓		

Diverses	Der neue Lady-Comp	Lady-Comp	Lady-Comp baby
Betrieben mit 2 Batterien oder Akkubatterien	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
Lebensdauer	5+ Jahre	5+ Jahre	5+ Jahre
Grösse	Ø 9 cm	Ø 9 cm	Ø 9 cm
Gewicht	130 g	130 g	130 g